




<b>Besteller:</b>	<b>Universität Zürich</b> <b>Institut für Medizinische Mikrobiologie</b> <b>Gloriastrasse 28</b> <b>8006 Zürich</b>
	<b>Tel: 044 / 634 2632</b> <b>Fax: 044 / 634 4906</b> <b>E-Mail: empfang@imm.uzh.ch</b>
	<b>Unsere Dienstzeiten:</b>  <b>Montag – Freitag 8.00 – 12.00 Uhr</b> <b>13.00 – 17.00 Uhr</b>
<b>Telefon:</b> .....	
<b>Datum:</b> .....	

**Bestellung für Boxen  
zwecks Sonikation von Metall  
zur Biofilmentfernung**

	Artikel Nr:	bestellt:	geliefert:
	HPL842		
	HPL311		
	Röhre verschraubbar, für langes Implantat zur Sonikation 44 cm		

Die Boxen werden von unserem Institut im geschlossenen sauberen Zustand zur Verfügung gestellt.

Allerdings müssen Sie die Box selber in Ihrer Zentralsterilisation aufbereiten:

- Deckel vom Gefäss nehmen, ohne die Innenseite zu berühren
- anschliessend beides in den üblichen Instrumentenbeutel geben
- sterilisieren und wie ein Medizinprodukt behandeln
- es darf keine Flüssigkeit hineingegeben werden. Auslaufgefahr!