

Spital Männedorf
Labor
Postfach
8708 Männedorf

Universität Zürich
Institut für Medizinische Mikrobiologie
Gloriastrasse 28
8006 Zürich

Tel: 044 / 634 2632
Fax: 044 / 634 4906
E-Mail: empfang@imm.uzh.ch














Telefon:

Datum:

Unsere Dienstzeiten:

Montag – Freitag 8.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 17.00 Uhr

Bestellformular für Abstrichtupfer und Probengefässe

Material:		bestellt:	geliefert:
eSwab Transportmedium, Urethraltupfer (483CE) für Urethralabstriche , Hornhaut und Konjunktivalabstriche geeignet (orangener Deckel)			
FLOQSwabs steril Swab Minitip 501CS01			
Transportgefäss für <u>Sputum</u> (allgemeine Bakteriologie) (roter Deckel)			
Fecal Swab, Gefäss mit Flüssigmedium für <u>Stuhl</u> , auch für <i>Clostridium difficile</i> (grüner Deckel)			
Zentrifugenröhrchen für <u>Tbc</u> (nur für Tbc-Proben bestimmt) (gelber Deckel)			
Zentrifugenröhrchen, <u>ohne TBC Aufkleber</u> , gelber Deckel			
BD Vacutainer , 4 ml - Natrium Borate / Formate (Borsäureröhrchen)			
Blutkulturflaschen mit gelbem Deckel / Kinderblutkultur			
Roche Sample Kit (Chlamydiatest MOL) Urine			
Roche Sample Kit (Chlamydiatest MOL) Dual Swab für Cervix- und Urethralabstriche			
Quantiferon - Entnahmeset			
Transportbeutel			
Auftragsformulare für das Labor (3319)			
Kartonschachteln zum Transport ●	